

# F Carbonet\*

PANSEMENT ABSORBANT LES ODEURS

**STERILE** Usage unique.  
Stérilisé aux rayons gamma. Ne pas utiliser si la pochette est ouverte ou endommagée. Conserver dans un endroit sec (<25°C).

**Description**  
CARBONET est un pansement multicouche qui absorbe les odeurs ; il est composé de 3 couches : un tricot non-adhérant en contact avec la plaie, une couche très absorbante et une couche contenant du charbon actif anti-odeur à sa face externe.

**Indications**  
CARBONET est indiqué dans le traitement des plaies suintantes, infectées et malodorantes telles que :  
• les ulcères de jambe d'origine veineux  
• les carcinomes fongiques  
• les fistules anales  
• les plaies chirurgicales infectées.

**Contre-indications et précautions**  
Aucune.

**Disponibilité du produit**

Code	Dimension	Disponibilité
7064	10cm x 10cm	10
7065	10cm x 20cm	10
66007066	10cm x 10cm	12
66007067	10cm x 20cm	12

**Fabricant**  
Fabriqué en Angleterre pour Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England  
\*Marques déposées de Smith & Nephew  
© Smith & Nephew 2002  
www.smith-nephew.com

# D Carbonet\*

GERUCHSABSORBIERENDE WUNDAUFLAGE

**Application**  
1. Détendez la plaie à l'aide d'un agent approprié.  
2. Nettoyez la plaie avec une solution saline stérile ou antiseptique.

3. Appliquez la face brillante au contact de la plaie.  
4. Fixez le pansement à l'aide d'un film adhésif de fixation transparent (par ex. OPSITE® FLEXIFIX®) ou d'un bandage.

**Fréquence de renouvellement du pansement**

Les pansements CARBONET peuvent être laissés en place 2 à 3 jours, selon la quantité d'exsudat.

**Retrait du pansement**

Pour enlever le pansement CARBONET, ôtez le pansement de fixation ou le bandage et retirez le pansement de la plaie.

**Gegenanzeigen und Sicherheitshinweise**

Keine.

## Presentación del Producto

Código	Tamaño	Presentación
7064	10cm x 10cm	10
7065	10cm x 20cm	10
66007066	10cm x 10cm	12
66007067	10cm x 20cm	12

**Fabricante**

In England gefertigt für Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England  
\*Warenzeichen von Smith & Nephew  
© Smith & Nephew 2002  
www.smith-nephew.com

# E Carbonet\*

APÓSITO ABSORBENTE DE OLOR

**STERILE** Zur einmaligen Anwendung. Gammastrahlen sterilisiert. Inhalte nicht verwenden, wenn Tüte offen oder beschädigt ist. Trocken aufbewahren (<25°C).

**Beschreibung**  
CARBONET ist eine mehrlagige geruchsabsorbierende Wundauflage mit einer schwach haftenden Wundkontaktebeschichtung, einer Absorptionschicht, einer Aktivkohleinlage und einer einlagigen Rückseite.

**Indikationen**

CARBONET ist für die Verwendung bei eiternden, infizierten Wunden indiziert, wie z.B.:

- Ulcus cruris
- Offene Karzinome
- Fäkalfisteln
- Infizierte Operationswunden.

**Gegenanzeigen und Sicherheitshinweise**

Ninguna.

## Disponibilità del prodotto

Codice	Misure	Disponibilità
7064	10cm x 10cm	10
7065	10cm x 20cm	10
66007066	10cm x 10cm	12
66007067	10cm x 20cm	12

**Fabricante**

Fabricado en Inglaterra para Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England  
\*Marcas Registradas de Smith & Nephew  
© Smith & Nephew 2002  
www.smith-nephew.com

# I Carbonet\*

BENDA A PROVA DI ODORE

**STERILE** Un solo uso. Esterilizado por rayos Gamma. No usar el contenido si el sobre está abierto o deteriorado. Guardar en lugar seco (<25°C).

**Descripción**  
CARBONET es un apósito absorbente de olor, que consiste en una capa de contacto a la lesión de poca adherencia, una capa absorbente, una capa de carbón activado y una capa protectora.

**Indicaciones**

CARBONET está indicado en heridas supurantes, infectadas y con mal olor como:

- úlceras venosas de pierna
- carcinomas fungicos
- fistulas fecales
- heridas quirúrgicas infectadas.

**Contraindicaciones y Precauciones**

Ninguna.

## Presentación del Producto

Código	Misura	Disponibilità
7064	10cm x 10cm	10
7065	10cm x 20cm	10
66007066	10cm x 10cm	12
66007067	10cm x 20cm	12

**Prodotto**

Fabbiicato per Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England  
\*Registrazione di fabbrica Smith & Nephew  
© Smith & Nephew 2002  
www.smith-nephew.com

# NL Carbonet\*

GEURNEUTRALISEREND VERBAND

**STERILE** Prodotto monouso. Sterilizzato con irradiazione gamma. Non utilizzare in caso di confezione aperta o danneggiata. Conservare in luogo asciutto (<25°C).

**Gebruiksaanwijzing**  
CARBONET is een steriel geperforeerd verband met de glimmende kant direct op de wond aan. Fixeren de benda con un cerotto o bendaggio apposito (p.e. OPSITE® FLEXIFIX®). Bewaren (<25°C).

**Verwijderen van het verband**

CARBONET kan 2 tot 3 dagen in situ blijven afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat.

**Toepassingen**

CARBONET is geschikt voor gebruik bij sterke exsudatie, geïnfecteerde en reikende wonden, zoals:

- ulcere venoso delle gambe
- fistole fecali
- ferite chirurgiche infette.

**Verwijderen van het verband**

Verwijder het fixatieverband of de tape en verwijder vervolgens de benda van de ferita.

**Productinformatie**

Code	Formaat	Verpakt per
7064	10cm x 10cm	10
7065	10cm x 20cm	10
66007066	10cm x 10cm	12
66007067	10cm x 20cm	12

**Antrenðsíða kai Prosfyláxi**

Kamia.

Διαθεσιμότητα προϊόντος

Κωδικός Μέγεθος Διαθεσιμότητα

7064 10εκ. x 10εκ. 10

7065 10εκ. x 20εκ. 10

66007066 10εκ. x 10εκ. 12

66007067 10εκ. x 20εκ. 12

Producent

Geproduceerd in Engeland voor

Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England

\*Registraatiedhouder Smith & Nephew

© Smith & Nephew 2002

www.smith-nephew.com

# GR Carbonet\*

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΟΣΜΩΝ

**STERILE** Míás χρήσης, αποτελέσμα με γάμμα. Μη χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο αν η συσκευασία είναι παρατισμένη ή νερό ή αντισηπτικό διάλυμα.

**Εφαρμογή**  
CARBONET είναι ένα βασικό απορροφητικό επίθεμα για την απορροφή της οσμής. Αποθηκεύεται σε ξηρό περιβάλλον (<25°C).

**Περιγραφή**

CARBONET είναι ένα βασικό απορροφητικό επίθεμα για την απορροφή της οσμής. Αποθηκεύεται σε ξηρό περιβάλλον (<25°C).

**Συχνότητα αλλαγής**

Το επίθεμα CARBONET μπορεί να μείνει στη θέση του για 2-3 ημέρες, εξαρτώμενο από την ποσότητα των παραγόμενων οικριμάτων.

**Αφαίρεση της επίδεσης**

Για να αφαίρεσετε το CARBONET αφαίρεστε πρώτα την αυτοκόλλητη συγκρατητική ταινία ή τον επίδεσμο και αναστώστε το επίθεμα.

**Kontraindikationer og forholdsregler**

Ingen.

**Pakninger**

Kode Størrelse Antal

7064 10cm x 10cm 10

7065 10cm x 20cm 10

66007066 10cm x 10cm 12

66007067 10cm x 20cm 12

**Fabrikant**

Fremstillet i England af

Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England

\*Varemærke tilhørende Smith & Nephew

© Smith & Nephew 2002

www.smith-nephew.com</

# N Carbonet\*

LUKTABSORBERENDE KOMPRESS

**STERILE** Til engangsbruk.  
Sterilisert ved gammabestråling.  
Innholdet må ikke brukes hvis posen er åpenet eller skadet.  
Oppbevares tørt (<25°C).

**Beskrivelse**  
CARBONET er en flerlags luktabsorberende bandasje bestående av et lite heftende sårkontaktlag, et absorberende lag, et lag med aktivt kull og et beskyttende ytterlag.

**Indikasjoner**  
CARBONET brukes til bandasjering av væskende, infiserete og illelukkende sår, som f.eks.:

- venøse bensår
- kreftsår med soppdannelse
- avtøringsfistler
- infiserete kirurgiske sår.

**Kontraindikasjoner og forholdsregler**

Ingen.

Produkter	Art nr	Størrelse	Eske
	7064	10cm x 10cm	10 stk
	7065	10cm x 20cm	10 stk
	66007066	10cm x 10cm	12 stk
	66007067	10cm x 20cm	12 stk

**Produsent**  
Produsert i England for  
Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England

\*Smith & Nephew varemærke  
© Smith & Nephew 2002  
www.smith-nephew.com

# FIN Carbonet\*

HAJUJA IMEVÄ SIDOS

**Bruksanvisning**  
1. Fjern skadet eller dødt vev fra såret, om nødvendig med eget instrument.  
2. Rens såret med en steril saltoppløsning eller antiseptisk opplosning.  
3. Legg på bandasjen med den blanke siden direkte på såret.  
4. Fiks bandasjen f.eks. med OPSITE® FLEXIFIX®, tape eller bandasje.

**Skiftefrekvens**  
CARBONET bandasjer kan bli liggende på i 2-3 dager, avhengig av eksudatmengden.

**Fjerning av bandasjen**  
Fjern fikséringsbandasjen og løft så CARBONET bandasjen vekk fra såret.

- venøse bensår
- kreftsår med soppdannelse
- avtøringsfistler
- infiserete kirurgiske sår.

**Kontraindikasjoner og forholdsregler**

Ingen.

Saatavuus	Tuotekoodi	Koko	Pakkauks
	7064	10cm x 10cm	10
	7065	10cm x 20cm	10
	66007066	10cm x 10cm	12
	66007067	10cm x 20cm	12

**Valmistaja**  
Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England

\*Smith & Nephew's tavaramerkki

© Smith & Nephew 2002

www.smith-nephew.com

# S Carbonet\*

FÖRBAND SOM ABSORBERAR DÄLIG LUKT

**STERILE** Kertakäytöinen. Gammaseittyllyksellä steriloitu. Ei saa käyttää, jos suojauspussi on avattu tai salpottu. Säilytetään kuivassa paikassa (<25°C).

**Kuvaus**  
CARBONET on monikerroksinen, hajuja imevä sidos, joka koostuu tarttumattomasta, pintamateriaalista, imukykyisestä kerrostesta sekä aktiivihilkeroksesta ja taustasta.

**Indikaatiot**  
CARBONET on tarkoitettu vuotavien, infektoituneiden ja pahanhajuisten haavojen hoitoon kuten:

- laskimoperäiset säärihavaat
- siemimäisesti kasvavat karsinoamat
- peräsuolen avanteet
- infektoituneet leikkauhavaat.

**Kontraindikationer och försiktighetsåtgärder**

Inga.

Finns i följande	Artikel nr	Storlek	Varuförpackning
	7064	10cm x 10cm	10
	7065	10cm x 20cm	10
	66007066	10cm x 10cm	12
	66007067	10cm x 20cm	12

**Tillverkare**  
Tillverkas i England av

Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England

\*Smith & Nephew's tavaramerkki

© Smith & Nephew 2002

www.smith-nephew.com

# P Carbonet\*

PENSO PARA ABSORÇÃO DE CHEIROS

**STERILE** För engångsbruk. Steriliseras med gammatrålning. Användes icke om påsen öppnats eller skadats. Förvaras torrt (<25°C).

**Beskrivning**  
CARBONET är ett flerlagsförband som absorberar dålig lukt. Förbandet består av ett icke-vidhäftande sårkontaktlag, ett absorberande läger, ett lager aktivt kol samt ett ytterläger.

**Bytesfrekvens**  
CARBONET-förbandet kan sitta kvar upp till 2-3 dagar, beroende på hur mycket särskret som produceras.

**Indikationer**  
CARBONET kan användas för omläggning av vätskande, infekterade och illalukkande sår såsom:

- venösa bensår
- cancersår
- fekalfistlar
- peräsuolen avanteet
- infektoituneet leikkauhavaat.

**Kontraindikationer och försiktighetsåtgärder**

Inga.

Saadavuus	Tuotekoodi	Koko	Pakkauks
	7064	10cm x 10cm	10
	7065	10cm x 20cm	10
	66007066	10cm x 10cm	12
	66007067	10cm x 20cm	12

**Valmistaja**  
Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England

\*Smith & Nephew's tavaramerkki

© Smith & Nephew 2002

www.smith-nephew.com

# TR Carbonet\*

KOKU EMİCİ SARGI

**STERILE** Tek kullanılmayan. Gamma ışınımla sterilize edilmişdir.

**Kullanıldığı Yerler**  
CARBONET, yaraya temas eden çok katmanlı bir absorbant ve aktif karbonlu katman ile korkunun emici bir sargıdır.

**Değiştirme Süklüğü**  
CARBONET sargıları, yaradan çok katı bir yapıda ve sağlamdır.

**Indicaciones**  
CARBONET está indicado para utilización como penso em feridas exudativas, infectadas e com mau cheiro tales como:

- úlceras venosas de la pierna
- úlceras malignas
- fistulas fecales
- incisiones cirúrgicas infectadas.

**Ters Etkiler ve Önlemler**

Yok.

Ürün Satın Alma Şekli	Kod	Boyut	Sayı
	7064	10cm x 10cm	10
	7065	10cm x 20cm	10
	66007066	10cm x 10cm	12
	66007067	10cm x 20cm	12

**Üretici**  
Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England

İçin İngiltere'de üretilmiştir.

\*Smith & Nephew'in Ticari Markası

© Smith & Nephew 2002

www.smith-nephew.com

# ENG Carbonet\*

ODOUR ABSORBING DRESSING

**STERILE** Tek kullanılmayan. Gamma ışınımla sterilize edilmişdir.

**Açıklama**  
CARBONET, yaraya temas eden çok katı bir yapıda ve sağlamdır.

**Değiştirme Süklüğü**  
CARBONET sargıları, yaradan çok katı bir yapıda ve sağlamdır.

**Indications**  
CARBONET est destiné à recouvrir des plaies infectées et malodorantes.

- ulcères veineux de la jambe
- ulcères cancéreux
- fistules fcales
- plaies chirurgicales infectées.

**Dressings removal**

To remove CARBONET dressing or bandage and lift the dressing away from the wound.

**Contra-indications and Precautions**

None.

**Product Availability**

Code Size Availability

7064 10cm x 10cm 10

7065 10cm x 20cm 10

66007066 10cm x 10cm 12

66007067 10cm x 20cm 12

**Manufacturer**

Made in England for

Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England.

• venous leg ulcers

• fungating carcinomas

• faecal fistulae

• infected surgical wounds.

**CE 0086**